

Anticorpo Policlonal Anti-Snrk Para Wb E Elisa - Q9Nrh2

Número do item: CM0020933



introdução

Anticorpo Policlonal de coelho contra SNRK de alta qualidade validado para WB e ELISA, com reação cruzada com humano e camundongo. Tem como alvo a quinase relacionada a SNF envolvida na proliferação hematopoética e apoptose neuronal. Para uso em pesquisa e IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SNRK Rabbit pAb
Observações/Apelido	HSNFRK; SNRK
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	54861
GeneID	54861
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 140-240 da SNRK humana (NP_060189.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9NRH2
Peso Molecular da Proteína	84kDa
Envio	Bolsa de gelo