


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Snrnp200 Para Wb, Elisa - O75643

Número do item: CM0024755



introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra SNRNP200 humana (helicase U5-200KD), validado para Western blot e ELISA. Adequado para pesquisa de spliceossomo e estudos de mecanismo de splicing pré-mRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SNRNP200 Rabbit pAb
Observações/Alias	BRR2, RP33, HELIC2, ASCC3L1, U5-200KD, SNRNP200
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23020
GeneID	23020
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1947-2136 da SNRNP200 humana (NP_054733.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Humano
SWISS	O75643
Peso Proteico	245kDa
Envio	Bolsa de gelo