

Anticorpo Policlonal Anti-Snrnp35 Para Wb, Elisa - Q16560

Número do item: CM0018524



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra SNRNP35 humano (proteína de 35 kDa do snRNP U11/U12). Adequado para Western blot e ELISA, reagindo com amostras humanas e de camundongo. Ideal para pesquisas sobre o spliceossomo e o splicing de mRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	SNRNP35 Rabbit pAb
Observações/Alíás	HM1; HM-1; U1SNRNPBP; SNRNP35
Espécie	Humano
GeneID (humano)	11066
GeneID	11066
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-150 da SNRNP35 humana (NP_073208.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	Q16560
Peso da proteína	29 kDa
Transporte	Bolsa de gelo