

Anticorpo Policlonal Anti-Snrnp40 Para Wb, Elisa - Q96Di7

Número do item: CM0021370



introdução

Anticorpo policlonal de coelho altamente específico contra SNRNP40 humano (40K, WDR57, PRP8BP), um componente central do spliceossomo U5 snRNP. Validado para Western blot e ELISA, com ampla reatividade cruzada de mamíferos para camundongo e rato. Ideal para pesquisa de splicing.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SNRNP40 pAb de Coelho
Observações/Apelido	40K; SPF38; WDR57; PRP8BP; HPRP8BP; PRPF8BP; SNRNP40
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9410
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-357 do SNRNP40 humano (NP_004805.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96DI7
Peso Proteico	39kDa
Envio	Saco de gelo