

Anticorpo Policlonal Anti-Snrnp70 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P08621

Número do item: CM0025065



introdução

Anticorpo policlonal coelho direcionado ao SNRNP70 humano (U1-70K). Validado para WB, IHC-P, ELISA; reage de forma cruzada com Humano, Rato, Ratazana. Essencial para pesquisa de montagem do spliceossomo e splicing de pré-mRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhe
Nome do Produto	SNRNP70 Coelho pAb
Observações/Apelido	RPUI1, Snp1, U1AP, U170K, U1RNP, RNPU1Z, SNRP70, U1-70K, SNRNP70
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6625
GeneID	6625
Imunogénio	Péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 150-250 do SNRNP70 humano (NP_003080.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Ratazana
SWISS	P08621
Peso Proteico	52kDa
Envio	Saco de gelo