

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Snrnp70 Para Wb E Elisa - P08621

Número do item: CM0007136



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à SNRNP70, validado para western blot e ELISA, com reatividade em amostras humanas e de camundongo. Ideal para pesquisa de montagem do spliceossomo e U1 snRNP.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] Anticorpo Monoclonal de Coelho SNRNP70
Observações/Apelido	RPUI1; Snp1; U1AP; U170K; U1RNP; RNPUIZ; SNRP70; U1-70K
Espécie	Humana
GeneID (humano)	6625
GeneID	6625
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 201-300 da SNRNP70 (NP_003080.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P08621
Peso Proteico	52kDa
Envio	Em saco de gelo