

Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Snrnp70 Para Wb, Elisa - P08621

Número do item: CM0015106



introdução

Anticorpo policlonar de coelho direcionado ao SNRNP70 humano (U1-70K), um componente chave do spliceossomo U1 snRNP. Validado para Western blot e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Para aplicações de IVD e pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SNRNP70 Rabbit pAb
Observações/Apelido	RPUI1; Snp1; U1AP; U170K; U1RNP; RNPUIZ; SNRP70; U1-70K; SNRNP70
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6625
GeneID	6625
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-180 do SNRNP70 humano (NP_003080.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08621
Peso Proteico	52kDa
Transporte	Saco de gelo