

Anticorpo Policlonais Anti-Snrpa1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P09661

Número do item: CM0013216



introdução

Anticorpo policlonais de coelho anti-SNRPA1 de alta qualidade para Western blot, IHC-P e ELISA. Validado em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para estudos de splicing de pré-mRNA e spliceossomo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SNRPA1 Rabbit pAb
Observações/Alias	Lea1, U2A', SNRPA1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	6627
GeneID	6627
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-220 do SNRPA1 humano (NP_003081.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P09661
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Bolsa de gelo