


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Snrpb Para Wb, Ihc-P, Elisa - P14678

Número do item: CM0023188



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SNRPB (Sm B/B'), uma proteína central do spliceossomo. Validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com amostras humanas, de camundongo e de rato. Para estudos de splicing e processamento de RNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SNRPB Rabbit pAb
Observações/Apelido	COD; CCMS; SNRPB1; SmB/B'; Sm-B/B'; snRNP-B; SmB/SmB'; SNRPB
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6628
GeneID	6628
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do SNRPB humano (NP_003082.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P14678
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Saco de gelo