

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Snrpb2 Para Wb, Elisa - P08579

Número do item: CM0027801



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao SNRNPB2 humano (U2B''), validado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para estudo de splicing de pré-mRNA e função do spliceossomo. 25 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SNRNPB2 Rabbit pAb
Observações/Alias	Msl1; U2B''; SNRNPB2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6629
GeneID	6629
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-150 do SNRNPB2 humano (NP_003083.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08579
Peso da Proteína	25 kDa
Envio	Bolsa de gelo