


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Snrpd1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62314

Número do item: CM0017212



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-SNRPD1 de alta qualidade, validado para aplicações de WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudar a montagem do spliceossomo e os mecanismos de splicing de pré-mRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SNRPD1 Rabbit pAb
Observações/Alias	SMD1; SNRPD; Sm-D1; HsT2456; SNRPD1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6632
ID do Gene	6632
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-96 da SNRPD1 humana (NP_008869.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62314
Peso da Proteína	13kDa
Envio	Bolsa de gelo