

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Snrpd3 Para Wb, Elisa - P62318

Número do item: CM0018272



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra SNRPD3 (Sm-D3), uma proteína central do spliceossomo. Validado para Western blot e ELISA, com reatividade em humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa de splicing de pré-mRNA e processamento de mRNA de histonas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SNRPD3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SMD3; Sm-D3; SNRPD3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6634
GeneID	6634
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 8-121 do SNRPD3 humano (NP_001265585)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62318
Peso Proteico	14kDa
Envio	Saco de Gelo