

Anticorpo Policlonal Anti-Snrpe Para Wb, Ihc-P, Elisa - P62304

Número do item: CM0030661



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao SNRPE humano (Small nuclear ribonucleoprotein E). Validado para Western blot, IHC-P e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudos de splicing de pré-mRNA e spliceossomo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SNRPE Rabbit pAb
Observações/Apelidos	SME; Sm-E; HYPT11; snRNP-E; SNRPE
Espécie	Humano
ID do Gene	6635
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-92 do SNRPE humano (NP_003085.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62304
Peso Proteico	11kDa
Envio	Bolsa de gelo