

Anticorpo Policlonal Anti-Snrpf Para Wb, Ihc-P, Elisa - P62306

Número do item: CM0015242



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao SNRPF humano (pequena ribonucleoproteína nuclear F), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Para estudos de splicing de pré-mRNA e snRNP.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SNRPF Coelho pAb
Observações/Apelido	SMF; Sm-F; snRNP-F; SNRPF
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6636
GeneID	6636
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-86 do SNRPF humano (NP_003086.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62306
Peso Proteico	10kDa
Envio	Saco de gelo