

Anticorpo Policloal Anti-Snw1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13573

Número do item: CM0014964



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SNW1 humano (SKIP, NCoA-62) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. O alvo está envolvido no splicing de pré-mRNA e regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SNW1 Rabbit pAb
Observações/Alias	Bx42; SKIP; FUN20; Prp45; SKIIP; SKIP1; PRPF45; NCOA-62; SNW1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	22938
GeneID	22938
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 300-536 do SNW1 humano (NP_036377.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13573
Peso da Proteína	61kDa
Envio	Saco de gelo