


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Snx1 Para Wb, Elisa - Q13596

Número do item: CM0009529



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a nexina de classificação 1 humana (SNX1/VPS5).
Imunogênio recombinante (aa 1-100), validado para WB e ELISA. Detecta uma banda de 59kDa. Essencial para investigar a classificação de carga dependente de retromer e vias de tráfego endossomal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SNX1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	VPS5; HsT17379; SNX1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6642
GeneID	6642
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 da SNX1 humana (Q13596).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13596
Peso da Proteína	59kDa
Envio	Saco com gelo