


Anticorpo Coelho Pab Anti-Snx1 Para Wb - Q13596

Número do item: CM0025990



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao SNX1 humano (Sorting nexin-1), validado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Detecta uma banda de 59 kDa e apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos de tráfego intracelular e do retrômero.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	SNX1 Coelho pAb
Observações/Apelido	VPS5; HsT17379; SNX1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6642
ID do Gene	6642
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-150 do SNX1 humano (NP_003090.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13596
Peso Proteico	59kDa
Transporte	Saco de Gelo