


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Snx13 Para Wb, If-P, Elisa - Q9Y5W8

Número do item: CM0018462



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o SNX13 humano, validado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Detecta SNX13 em amostras humanas e de camundongo, com um peso molecular previsto de 112 kDa.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | SNX13 pAb de Coelho                                                                                                       |
| Observações/Apelido | RGS-PX1; SNX13                                                                                                            |
| Espécie             | Humano                                                                                                                    |
| GeneID (Humano)     | 23161                                                                                                                     |
| GeneID              | 23161                                                                                                                     |
| Imunogênio          | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-230 do SNX13 humano (NP_055947.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                    |
| Aplicação           | WB, IF-P, ELISA                                                                                                           |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo                                                                                                        |
| SWISS               | Q9Y5W8                                                                                                                    |
| Peso da Proteína    | 112kDa                                                                                                                    |
| Envio               | Saco com gelo                                                                                                             |