

Anticorpo Policlonais Anti-Snx15 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nrs6

Número do item: CM0030098



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SNX15 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Detecta uma proteína de 38 kDa envolvida no tráfego intracelular. Adequado para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SNX15 Coelho pAb
Observações/Apelidos	HSAF001435; SNX15
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	29907
GeneID	29907
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-342 da SNX15 humana (NP_037438.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NRS6
Peso da Proteína	38kDa
Envio	Saco de gelo