

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Snx3 Para Wb E Elisa - O60493

Número do item: CM0028191



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao SNX3 humano (Sorting nexin-3), validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Adequado para estudos sobre tráfego endossomal, função do complexo retrômero e sinalização WNT.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SNX3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	SDP3; Grd19; MCOPS8; SNX3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8724
GeneID	8724
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-162 do SNX3 humano (NP_003786.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60493
Peso Proteico	19kDa
Envio	Saco de gelo