


## Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Snx32 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q86Xe0

Número do item: CM0029633



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho SNX32 validado para WB, IF/ICC, ELISA em humano, rato, camundongo. Envolvido no tráfego endossomal e crescimento de neuritos; ideal para estudos de neurociência e biologia celular.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Anticorpo Policlonal de Coelho SNX32                                                                |
| Observações/Apelido | SNX6B; SNX32                                                                                        |
| Espécie             | Humano                                                                                              |
| GeneID              | 254122                                                                                              |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante correspondente aos aminoácidos 218-285 do SNX32 humano (NP_689973.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                              |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                              |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                   |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                            |
| SWISS               | Q86XE0                                                                                              |
| Peso Proteico       | 46kDa                                                                                               |
| Envio               | Saco de Gelo                                                                                        |