


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Snx5 Para Wb, Elisa - Q9Y5X3

Número do item: CM0013646



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao SNX5 humano, validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Útil para estudar o tráfego intracelular e a função do retrômero.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SNX5 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SNX5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	27131
GeneID	27131
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 145-404 do SNX5 humano (NP_055241.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y5X3
Peso Proteico	47kDa
Envio	Bolsa de Gelo