

Anticorpo Policlonal Anti-Snx7 Para Wb, Elisa - Q9Unh6

Número do item: CM0027391



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao SNX7 humano, validado para Western blot e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de endocitose e autofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SNX7 Rabbit pAb
Observações/Apelido	SNX7
Espécie Alvo	Humano
GeneID (Humano)	51375
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 85-330 do SNX7 humano (NP_057060.2)
Fonte (Hospedeiro)	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9UNH6
Peso Proteico	45kDa
Envio	Em saco de gelo