


Anticorpo Policlonal Anti-Snx9 Para Wb E Elisa - Q9Y5X1

Número do item: CM0018563



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra SNX9 humano, validado para Western blot e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com SNX9 humano, de camundongo e de rato, sendo relevante para estudos de endocitose e tráfego de membranas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-SNX9
Observações/alias	SDP1; WISP; SH3PX1; SH3PXD3A; SNX9
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	51429
ID do gene	51429
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-210 de SNX9 humano (NP_057308.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q9Y5X1
Peso da proteína	67 kDa
Envio	Embalagem de gelo