

Anticorpo Monoclonal Anti-Soat1 Para Wb, Elisa - P35610

Número do item: CM0006898



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao SOAT1 humano (esterol O-aciltransferase 1, ACAT-1), validado para Western blot e ELISA. Ideal para pesquisas sobre metabolismo do colesterol, montagem de lipoproteínas e absorção de colesterol da dieta.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SOAT1 Rabbit mAb
Observações/Alias	ACAT; SOAT; STAT; ACAST; ACAT1; ACAT-1; SOAT1
Espécie	Humano
GeneID	6646
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-104 do SOAT1 humano. (NP_003092.4)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P35610
Peso da Proteína	65kDa
Envio	Bolsa de gelo