


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Soat1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P35610

Número do item: CM0029108



introdução

Anticorpo policlonal de coelho SOAT1 (ACAT-1) validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato e camundongo. Tem como alvo o metabolismo do colesterol; 65 kDa. Adequado para pesquisa lipídica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho SOAT1
Observações/Apelido	ACAT, SOAT, STAT, ACAST, ACAT1, ACAT-1, SOAT1
Espécie	Humano
GeneID	6646
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-130 do SOAT1 humano (NP_003092.4).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35610
Peso Proteico	65 kDa
Envio	Saco de gelo