

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Socs1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15524

Número do item: CM0025412

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SOCS1 humano (JAB/SSI-1), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar a sinalização JAK/STAT e a regulação de citocinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho SOCS1
Observações/Apelido	JAB; CIS1; SSI1; TIP3; CISH1; SSI-1; TIP-3; AISIMD; SOCS-1; SOCS1
Espécie	Humano
GeneID	8651
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 do SOCS1 humano (NP_003736.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O15524
Peso Proteico	24kDa
Envio	Bolsa de Gelo