

Anticorpo Monoclonal Anti-Socs2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O14508

Número do item: CM0004013



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-SOCS2 validado para WB, IHC-P, ELISA; reage com humano e rato. Reconhece o supressor de sinalização de citocinas 2, um regulador da ubiquitinação e degradação do receptor do hormônio de crescimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SOCS2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	CIS2; SSI2; Cish2; SSI-2; SOCS-2; STATI2; SOCS2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8835
GeneID	8835
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-198 do SOCS2 humano (NP_001257400.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	O14508
Peso Proteico	22 kDa
Envio	Saco de gelo