

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Socs2 Para Wb, If/Icc, Elisa - O14508

Número do item: CM0023557



introdução

Anticorpo policlonico de coelho anti-SOCS2 humano validado para WB, IF/ICC e ELISA. Alvo o supressor da sinalização de citocinas 2, um regulador chave da sinalização do receptor do hormônio do crescimento e da eritropoietina. Adequado para amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SOCS2 pAb de Coelho
Observações/Apelidos	CIS2, SSI2, Cish2, SSI-2, SOCS-2, STAT2, SOCS2
Espécie	Humano
GeneID	8835
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-198 da SOCS2 humana (NP_001257400.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O14508
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Bolsa de gelo