

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Socs3 Para Wb, If/Icc, Elisa - O14543

Número do item: CM0015312

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SOCS3 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta SOCS3 de camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre a sinalização JAK/STAT e a regulação de citocinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	SOCS3 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CIS3; SSI3; ATOD4; Cish3; SSI-3; SOCS-3; SOCS3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	9021
GeneID	9021
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	O14543
Peso da proteína	25 kDa
Envio	Bolsa de gelo