

Anticorpo Policlonado Anti-Socs4 Para Wb E Elisa - Q8Wxh5

Número do item: CM0026450



introdução

Anticorpo policlonado de coelho de alta qualidade direcionado ao SOCS4 humano (também conhecido como SOCS7), validado em WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo, adequado para estudos de sinalização de citocinas e degradação de EGFR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SOCS4 Rabbit pAb
Observações/Alias	SOCS7; SOCS4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	122809
GeneID	122809
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 340-440 do SOCS4 humano (NP_543143.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q8WXH5
Peso Proteico	51kDa
Transporte	Bolsa de gelo