

Anticorpo Policlonais Anti-Socs5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - 075159

Número do item: CM0025126

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SOCS5 humano, validado para WB, IHC-P, ELISA, com reatividade cruzada para humano e camundongo. Ideal para estudos de sinalização de citocinas e ubiquitinação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SOCS5 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CIS6; CISH6; Cish5; SOCS-5; SOCS5
Espécie	Humano
GeneID (humano)	9655
GeneID	9655
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-140 do SOCS5 humano (NP_054730.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	075159
Peso Proteico	61kDa
Envio	Bolsa de gelo