


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Socs6 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O14544

Número do item: CM0029563



introdução

Anticorpo policlonado de coelho anti-SOCS6 de alta qualidade validado para WB, IHC-P, ELISA; reage com humano e camundongo; tem como alvo o supressor da sinalização por citocinas 6, envolvido na degradação mediada por ubiquitina. Ideal para pesquisa em sinalização de citocinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SOCS6 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CIS4, SSI4, CIS-4, SOCS4, STAI4, SOCS-4, SOCS-6, STATI4, HSPC060, SOCS6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9306
GeneID	9306
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-210 da SOCS6 humana (NP_004223.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O14544
Peso Proteico	60kDa
Remessa	Bolsa de gelo