


Anti-Sod1 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, Elisa - P00441

Número do item: CM0003655



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o SOD1 humano (Superóxido dismutase [Cu-Zn]), validado para WB e ELISA. Ideal para estudar estresse oxidativo, mecanismos antioxidantes e doenças neurodegenerativas como ELA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] SOD1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	ALS; SOD; ALS1; IPOA; STAHP; hSod1; HEL-S-44; homodímero; SOD1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6647
GeneID	6647
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2-154 do SOD1 humano (NP_000445.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P00441
Peso da Proteína	16kDa
Envio	Saco de gelo