


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Sod1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P00441

Número do item: CM0007586



introdução

O anticorpo monoclonal de coelho anti-SOD1 reconhece especificamente a superóxido dismutase [Cu-Zn] humana (SOD1). Adequado para aplicações de WB, IHC-P e ELISA em pesquisas sobre estresse oxidativo e doenças neurodegenerativas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	SOD1 Rabbit mAb
Observações/alias	ALS; SOD; ALS1; IPOA; STAHP; hSod1; HEL-S-44; homodímero; SOD1
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	6647
ID do gene	6647
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2-154 da SOD1 humana (NP_000445.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P00441
Peso da proteína	16 kDa
Envio	Bolsa de gelo