


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sod1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P00441

Número do item: CM0017307



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à SOD1 humana (superóxido dismutase Cu-Zn). Validado em WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Elimina radicais tóxicos e desintoxica o sulfeto de hidrogênio. Ideal para pesquisas sobre estresse oxidativo e doenças neurodegenerativas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	SOD1 Rabbit pAb
Observações/Alcunha	ALS; SOD; ALS1; IPOA; STAHP; hSod1; HEL-S-44; homodímero; SOD1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	6647
GeneID	6647
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2-154 da SOD1 humana (NP_000445.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P00441
Peso da proteína	16 kDa
Envio	Bolsa de gelo