


Anticorpo Monoclonal Anti-Sod2 [Validado Por Ko] Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P04179

Número do item: CM0002380



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade direcionado ao SOD2 humano (MnSOD). Validado por KO. Aplicações: WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reatividade de espécie: humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisa de estresse oxidativo mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] SOD2 Coelho mAb
Observações/Alias	GC1; IPOB; IPO-B; MNSOD; MVCD6; GCInc1; Mn-SOD; D2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6648
GeneID	6648
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do SOD2 humano (P04179).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P04179
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Bolsa de gelo