


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sod2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04179

Número do item: CM0020359



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-SOD2 para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta a superóxido dismutase [Mn] humana, de camundongo e de rato, uma enzima antioxidante mitocondrial fundamental. Ideal para pesquisas sobre estresse oxidativo e doenças.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	SOD2 Rabbit pAb
Observações/aliás	GC1; IPOB; IPO-B; MNSOD; MVCD6; GClnc1; Mn-SOD; SOD2
Espécie	Humana
GeneID (humano)	6648
GeneID	6648
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-222 da SOD2 humana (NP_000627.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P04179
Peso da proteína	25 kDa
Envio	Em bolsa de gelo