

Anti-Soga1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - 094964

Número do item: CM0020361

introdução

O Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-SOGA1 da CamelBio (WB, ELISA) reconhece o SOGA1 (MTCL2) humano, de camundongo e de rato, um fator de ligação cruzada de microtúbulos envolvido na mitose e autofagia. Ideal para pesquisa e desenvolvimento de ensaios de IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SOGA1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SOGA; KIAA0889; C20orf117; SOGA1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	140710
GeneID	140710
Imunógeno	Proteína Recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 650-750 do SOGA1 humano (NP_542194.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	094964
Peso da Proteína	160kDa
Envio	Saco com gelo