


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Somatostatina (Sst) Para If-P, Ihc-P, Elisa - P61278

Número do item: CM0002387



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à Somatostatina (SST), um inibidor chave da secreção de hormônios pituitários. Aplicações: IF-P, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com humano, rato, camundongo. Suporta pesquisa neuroendócrina e metabólica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Somatostatina (SST)
Observações/Apelido	SMST, SST1, Somatostatina (SST)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6750
GeneID	6750
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-116 da Somatostatina (SST) humana (NP_001039.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF-P, IHC-P, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P61278
Peso Proteico	13kDa
Envio	Saco de Gelo