


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Somatostatina (Sst) Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P61278

Número do item: CM0028965



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Somatostatina (SST). Adequado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Peso molecular observado ~13 kDa. Ideal para estudos de regulação hormonal e neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho contra Somatostatina (SST)
Observações/Apêndice	SMST; SST1; Somatostatina (SST)
Espécie	Humano
ID do Gene	6750
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-116 da SST humana (NP_001039.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS-PROT	P61278
Peso Proteico	13kDa
Envio	Em saco de gelo