

Anticorpo Policlonal Anti-Somatotropina (Gh1) Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P01241

Número do item: CM0025874



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o hormônio de crescimento humano (somatotropina/GH1). Para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo, rato. Ideal para estudos de controle de crescimento e IGF1.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GH1 pAb Coelho
Observações/Apelido	GH; GHN; GH-N; GHB5; IGHD2; hGH-N; IGHD1A; IGHD1B; GH1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2688
ID do Gene	2688
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do GH1 humano (NP_000506.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01241
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Saco com gelo