


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Son (Wb/Elisa) - P18583

Número do item: CM0023425



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a proteína SON humana (264kDa), validado para Western Blot (WB) e ELISA. SON é uma proteína de ligação ao RNA envolvida no splicing de mRNA de transcritos do ciclo celular e reparo de DNA. Ideal para pesquisa de expressão gênica e splicing.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SON Rabbit pAb
Observações/Apelido	SON3; BASS1; DBP-5; NREBP; TOKIMS; C21orf50; SON
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6651
GeneID	6651
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 850-950 do SON humano (NP_001278340.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P18583
Peso Proteico	264kDa
Envio	Saco de gelo