

Anticorpo Monoclonal Anti-Sonic Hedgehog (Shh) Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q15465

Número do item: CM0003907



introdução

O Sonic Hedgehog (Shh) Rabbit mAb da CamelBio é um anticorpo monoclonal para WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Imunógeno: peptídeo sintético. Para pesquisa em biologia do desenvolvimento e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Sonic Hedgehog (Shh) mAb de Coelho
Observações/Apelidos	TPT; HHG1; HLP3; HPE3; SMMCI; ShhNC; TPTPS; MCOPCB5; Sonic Hedgehog (Shh)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6469
ID do Gene	6469
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 do Sonic Hedgehog humano (Shh) (Q15465).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15465
Peso da Proteína	50kDa
Envio	Bolsa de gelo