

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sonic Hedgehog (Shh) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15465

Número do item: CM0013887



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a proteína Sonic Hedgehog (Shh) humana. Validado para WB, IF/ICC e ELISA. Para pesquisas sobre padronização do desenvolvimento, sinalização Hedgehog e função de morfógenos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Sonic Hedgehog (Shh) pAb de coelho
Observações/Alcunhas	TPT; HHG1; HLP3; HPE3; SMMCI; ShhNC; TPTPS; MCOPCB5; Sonic Hedgehog (Shh)
Espécie	Humana
GeneID	6469
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 231-330 da Sonic Hedgehog (Shh) humana (NP_000184.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	Q15465
Peso da proteína	50 kDa
Envio	Bolsa de gelo