

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sonic Hedgehog (Shh) Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q15465

Número do item: CM0025931



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao Sonic Hedgehog (Shh) humano, adequado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de sinalização no desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Sonic Hedgehog (Shh) Rabbit pAb
Observações/Alias	TPT; HHG1; HLP3; HPE3; SMMCI; ShhNC; TPTPS; MCOPCB5; Sonic Hedgehog (Shh)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6469
ID do Gene	6469
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 200-300 do Sonic Hedgehog (Shh) humano (NP_000184.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15465
Peso Proteico	50kDa
Envio	Saco de gelo