

Anticorpo Monoclonal Anti-Desidrogenase Do Sorbitol Para Wb, Elisa - Q00796

Número do item: CM0006948



introdução

Anticorpo monoclonal anti-Desidrogenase do Sorbitol (SORD) preciso, validado para WB e ELISA, com reação cruzada com humano, camundongo e rato. Para estudos da via dos polióis, complicações diabéticas e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Nome do Produto	mAb de Coelho contra a Desidrogenase do Sorbitol
Observações/Apelidos	RDH; SDH; XDH; SORD1; SORDD; HEL-S-95n; Desidrogenase do Sorbitol
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6652
GeneID	6652
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 da Desidrogenase do Sorbitol humana (NP_003095.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q00796
Peso da Proteína	38 kDa
Envio	Bolsa de gelo