

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Desidrogenase Do Sorbitol Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q00796

Número do item: CM0020632



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Desidrogenase do Sorbitol (SORD, Q00796). Validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Apresenta reação cruzada com humano, camundongo e rato. Para estudos da via dos polióis e de complicações diabéticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho contra a Desidrogenase do Sorbitol
Observações/Alcunhas	RDH; SDH; XDH; SORD1; SORDD; HEL-S-95n; Desidrogenase do Sorbitol
Espécie	Humano
ID do Gene	6652
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 145-300 da Desidrogenase do Sorbitol humana (NP_003095.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q00796
Peso da Proteína	38 kDa
Envio	Bolsa de gelo