


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sorl1 Para Wb, Elisa - Q92673

Número do item: CM0013835



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o SORL1 humano (Q92673), validado para Western blot e ELISA. O receptor relacionado com sortilina é um receptor de triagem multiligante envolvido no tráfego de APP e na doença de Alzheimer, tornando este anticorpo ideal para pesquisas em neurociência e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SORL1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	LR11; LRP9; SORLA; gp250; SorLA-1; C11orf32; SORL1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6653
GeneID	6653
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2065-2214 do SORL1 humano (NP_003096.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q92673
Peso da Proteína	248kDa
Envio	Saco com gelo