


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Sort1 Para Wb E Elisa - Q99523

Número do item: CM0027046



introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado a sortilina humana (SORT1). Validado para WB e ELISA, apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de tráfego proteico, ordenamento lisossomal, sinalização por neurotensina e regulação metabólica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SORT1 Rabbit pAb
Observações/Alias	NT3; Gp95; NTR3; LDLCQ6; SORT1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6272
GeneID	6272
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 785-823 da SORT1 humana (NP_002950.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99523
Peso da Proteína	92kDa
Envio	Bolsa de gelo